

## Válvulas especiais para pacientes com tumores e incidência de proteína no líquido

O alto teor de proteína ou mesmo a presença de tumores cerebrais, podem causar obstrução da válvula. Para esses casos, foi desenvolvida a Dual Switch Valve. Seu desenho especial permite uma área maior para a passagem do líquido, assegurando confiabilidade mesmo em casos de contaminação do líquido. Estudos clínicos também demonstram sucesso no tratamento de pacientes com hidrocefalia de pressão normal. A Dual Switch é feita em titânio, garantindo assim, precisão, confiabilidade e biocompatibilidade.



MIETHKE DUALSWITCH® VALVE