

Unidade adicional gravitacional para evitar sintomas de drenagem excessiva

O SHUNTASSISTANT® 2.0 é o desenvolvimento do comprovado SHUNTASSISTANT®.

A SHUNTASSISTANT® 2.0 é uma válvula complementar eficiente para o tratamento de complicações de drenagem excessiva. Como proteção contra sobredrenagem, pode ser combinado com válvulas de diferentes pressões (mesmo ajustáveis), como solução inicial ou como dispositivo complementar secundário para pacientes com complicações existentes.

O SHUNTASSISTANT® 2.0 combina facilidade de uso com tecnologia gravitacional comprovada há 25 anos. O design fino e cilíndrico permite uma implantação rápida e fácil e é adequado para adultos e tratamento de hidrocefalia pediátrica. Dependendo da posição do corpo do paciente, o SHUNTASSISTANT® 2.0 adapta gradualmente a pressão de abertura de forma automática e neutraliza uma possível drenagem excessiva.



MIETHKE SHUNTASSISTANT® 2.0

Vantagens

- Tecnologia gravitacional: previne complicações de super e subdrenagem e atende às necessidades fisiológicas dos pacientes;
- Implantação simples: design pequeno devido à construção em titânio;
- Adequado para revisões: pode ser combinado com válvulas de diferentes pressões (mesmo ajustáveis).

Nota

Como a pressão de abertura da válvula depende da posição do paciente, o SHUNTASSISTANT® 2.0 deve ser implantado paralelamente ao eixo do corpo. Dependendo da altura e de outras propriedades do paciente, são oferecidas 6 configurações diferentes de

pressão de abertura, que devem ser escolhidas adequadamente (consulte a recomendação de pressão).

Indicação

Tratamento da Hidrocefalia